

# ANIOSYME 5 SYNERGY

5 ENZYMES POUR 1 PRODUIT UNIQUE

- Détergent 5 enzymes à large spectre de performance
- Multi-application : trempage, bac à ultra-sons, laveur désinfecteur
- Efficace dès 1 minute en laveur désinfecteur
- Efficace dans toute qualité d'eau (adoucie, eau de réseau, ...)
- Produit non classé dangereux pour l'environnement
- Formulé sans COV, pH neutre à dilution d'emploi

## INDICATIONS

Nettoyage du matériel chirurgical et médical, des endoscopes et des dispositifs médicaux en trempage, bac à ultra-son, machine à laver automatique et tunnel de lavage.

ANIOSYME SYNERGY 5, avec ses 5 enzymes (amylase, cellulase, lipase, mannanase et protéase), assure un spectre large de performance sur les constituants de tout type de souillures.

## CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité (produit pur) : 10 mPa.s
- Densité : environ 1.115
- pH (produit pur) : environ 8
- pH (produit dilué) : environ 7.25 (neutre)
- Testé selon les indicateurs de nettoyage disponibles :
  - PND sur différents types de salissures en trempage (graisse et sang),
  - Tests embarqués en laveurs-désinfecteurs,
  - ATPmétrie,
  - Salissure dite « Allemande » décrite par la norme EN 15883 en bacs à ultra-sons.

## COMPOSITION

Tensioactifs ioniques, agent séquestrant, agent stabilisant, complexe enzymatique, excipients.

## MODE D'EMPLOI

Utilisation aux dilutions comprises entre 0,05 et 0,5%.

Adapter la concentration, le temps de contact et la température de l'eau de dilution en fonction du degré de souillure et de la méthode de nettoyage utilisée.

Brosser si nécessaire. Rincer soigneusement.

Température maximum : 60°C.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques)

Stockage entre 5°C et 35°C.

Dispositif médical de classe I (Directive 93/42/CEE modifiée).



## CONDITIONNEMENTS

Utilisation en trempage ou bac à ultra-sons

12 flacons 1L doseur      Réf. 2235.095  
4 bidons de 5L + pompe 25 ml      Réf. 2235.036

Utilisation en machine

2 bidons de 5L      Réf. 2235.038



Pavé du Moulin  
59260 Lille-Hellemmes - France  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68  
[www.anios.com](http://www.anios.com)



